



APPARATUS DERME MARVEL

MANUAL DO USUÁRIO

MF APPARATUS DERM MARVEL

Obrigado por sua escolha, você acaba de adquirir um Dermografo (espaço) exclusivamente projetado para realizar procedimento de micropigmentação (maquiagem definitiva) da pele.

Este manual informa quanto aos procedimentos corretos de utilização de um procedimento seguro.

Todas as informações contidas nesse manual são importantes para o correto uso do equipamento e garantia de longa vida útil do

mesmo.

Página 1

Página 2

1.Objeto

Aparelho para procedimentos de micropigmentação e tatuagem na

2.Atuação

Equipamento de motor pulsante que permite a agulha penetrar na pele repetidas vezes efetuando a aplicação do pigmento na pele ocasionando sua fixação.

3.Classificações

-- Tipo de proteção contra choque elétrico: equipamento da classe II

-- Grau de proteção contra choque elétrico: peça aplicada flutuante

-- Grau de proteção contra a entrada de água: Equipamento comum (IPX0)

-- Modo de operação: operação contínua

4.Especificação

1)Nome do produto: APPARATUS DERM

2)

Nome do Modelo:

APPARATUS DERM MARVEL

3)Fonte de Alimentação: Adaptador:

1

5V-500MA

4)Peso: Corpo principal 102g

5)Tamanho: 15.3 * 2.8CM

6)Pacote: 18,5 * 15,5 * 4,5 cm

Registro MS: 81574500005

Distribuidor no Brasil: MF IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS E ACESSÓRIOS EIRELI -

CNPJ: 10.320.807/0001-65

Aut. Func.: 8.15.745-0 Fabricante: JIANGSU LINGFENG TATTOO NEEDLE

Responsável Técnico: Mayerson Thompson - CRF MG: 20108

sac@mfmakeuphair.com.br / (31) 3497-9112

Página 2

Função de Fonte de Alimentação
APPARATUS DERM MARVEL



- 1- Visor indicativo da intensidade de velocidade
- 2- Botão de aumento de potencia de velocidade
- 3- Luz verde indica aparelho ligado
- 4- Botão de diminuir a potencia de velocidade
- 5- BOTAO OPERACIONAL 2
- 6- BOTAO OPERACIONAL 1
- 7- Botao Liga / Desliga

Página 3

Função de Fonte de Alimentação APPARATUS DERM MARVEL



- 1- Interruptor de Energia
- 2- Conector do pedal, mesma função do botão ON/OFF no painel
- 3- Entrada de cabo botao operacional saída 1
- 4- Entrada de cabo botao operacional saída 2
- 5- Porta de entrada Pr incipal do cabo de energia

Página 5

PRECAUÇÕES:

Leia as instruções antes de usar,

PRODUTO SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

NÃO UTILIZA EM:

- 1. Não o utilize próximo a locais com alta temperatura, poeira ou umidade (Próximo ao umidificador). Isso pode causar mau funcionamento.
- 2. Não tente reparar, não desmonte ou altere o controlador e o corpo do Dermografo Apparatus Derm.

(Somente um Técnico da empresa) está autorizado e habilitado para fazer

Essa tarefa, isso pode causar mau funcionamento.

3. Não toque no dispositivo nem desconecte os cabos de alimentação

Com as mãos molhadas. Isso pode causar choque elétrico.

4. Não use com cabo danificado.

Isso pode causar incêndios (substitua-o por outro).

5. Quando o aparelho não estiver em funcionamento você deve, desliga-

lo.

Contém

1.1 Caneta

2.1 Cabo (110 / 220V)

3.1 manual de instruções

GARANTIA

O Aparelho Apparatus derm Marvel tem garantia contra defeitos de Fabricação por 90 dias. Conforme determina o código de defesa do Consumidor. A MF MAKEUP com intuito de proporcionar aos seus clientes Estenderá o prazo por mais 90 dias totalizando assim 6 meses de Garantia após a compra.

Obs:

(AS DESPESAS DE FRETE E ENVIO FICARAM A CARGO DO CLIENTE)

A garantia não se aplica a defeitos provocados por quedas, Funcionamentos anormais de voltagem, má utilização, temperatura. Assistência técnica deverá ser prestado único e exclusivamente por MF IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS E ACESSÓRIOS, ou Por uma assistência indicada pelo mesmo.

As peças deste aparelho eletrônico podem sofrer um desgaste natural, em Caso de qualquer alteração e problema de funcionamento no aparelho

entre em contato com o fabricante.

A MF MAKEUP não poderá se responsabilizar por danos causados ao Equipamento ou ao seu operador em virtude de reparos ou simples abertura do equipamento por empresa ou pessoa não autorizada.

Página 6



Comprador:

Lote: _____ **Data de fabricação:** _____

Data da venda: _____

Garantido até a data de: _____

MF IMPORTAÇÃO E EXP.DE COSM. E ACESSORIOS EIRELI-ME

AMF MAKEUP NA QUALIDADE DE IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR RESPONSÁVEL PELOS EQUIPAMENTOS, RESERVA-SE NO DIREITO DE MODIFICAR OS MODELOS DE SUA REVENDA EM QUALQUER ÉPOCA, SEM INCORRER NA OBRIGAÇÃO DE EFETUAR O MESMO MODELO ANTERIORMENTE COMERCIALIZADOS.

**Obrigado pela preferência
Deus abençoe você !**