

MANUAL CANETA MF FINE PEN PRESSURE

A Caneta MF FINE PEN PRESSURE é de uso profissional.

É indicada para realização de procedimentos de estética de preenchimento e/ou aplicação na derme de ativos, sem o uso de agulhas.

MECANISMO DE AÇÃO:

A MF FINE PEN PRESSURE possibilita a aplicação de líquidos injetáveis através da pele, no tecido subcutâneo, por meio de alta pressão, com a utilização de uma ampola de 0,5 ml ou 0,3ml. A MF FINE PEN PRESSURE não possui agulha ou qualquer tipo de material perfuro cortante, a aplicação é realizada através da pressão exercida pelo equipamento. A intradermoterapia realizada com a MF FINE PEN PRESSURE 3x pressões é indicada para tratamentos faciais, corporais e capilares.

ADVERTÊNCIA;

- 1- A Caneta MF FINE PEN PRESSURE, deve ser utilizada somente com os componentes fornecidos pelo Fabricante, de modo a evitar danos ao equipamento, e resultados indesejados.
- 2- Se a angulação de 90°(noventa graus) entre o dispositivo injetor e a pele não for respeitada, pode ocasionar dano ao paciente e o ativo injetado pode não ter a eficácia desejada. Certifique-se de conectar a ampola sobre o dispositivo injetor antes do uso. Disparar o dispositivo de injeção sem conectar a ampola pode causar danos ao equipamento.
- 3- O uso da Seringa 0,3ml deve ser usado somente da potência 0,50 até 0,75 assim evitará danos no momento de manuseio.

4- Nunca enrosque a seringa cheia de produto no bocal da caneta pressurizada no sentido VERTICAL ,assim você evitará o travamento do seu aparelho

5- Nunca force a rosca de pressurização,isto ira causar danos internos ,se observar qualquer diferença no sistema ,acione a assistência da empresa MF MAKEUP.

PÁGINA 1

Modo de Usar

- 1 - Prepare a Caneta Pressurizada MF com a ponteira escolhida de acordo com a ampola desejada para o trabalho.
 - 2 - Abra o sistema rosqueando até que as medidas fiquem expostas por completo.
 - 3 - Ajuste a pressão da caneta Pressure Pen de acordo com o desejado.
 - 4 - Retire a ampola escolhida da embalagem estéril.
 - 5 - Empurre o êmbolo da seringa, pressionando-o contra o furo.
 - 6 - Puxe a extremidade do êmbolo com movimento de vai e vem para remover todo o ar e o mantenha pressionado contra o furo.
 - 7 - Retire o adaptador da embalagem estéril e fixe ao frasco para retirar o produto a ser injetado.
 - 8 - Rosqueie a cápsula no adaptador levemente para fixá-la.
 - 9 - Em seguida extraia o líquido (substância) a ser aplicado.
 - 10 - Desconecte a cápsula do adaptador e rosqueie na caneta.
 - 11 - Ajuste rosqueando na VERTICAL sua seringa até liberar pequenas gotículas na extremidade da Cápsula. Desconecte a cápsula do adaptador e rosqueie na caneta.
 - 12 - Higienize a extremidade da cápsula e o local a ser aplicado.
 - 13 - Encoste firmemente a capsula no local de tratamento em ângulo sempre de 90°.
 - 14 - Pressione o botão superior da caneta para disparar.
- 15 - Ajuste a seringa -dese-na-seringa novamente na quantidade de produto desejado -e no dispositivo para que o êmbolo da seringa encoste no pistão -que a mola interno a e assim encoste no êmbolo e possa ser realizado novo disparo.
- 16-Para os disparos seguintes faça o processo de enroscar até pressurizar a caneta novamente ,escolha a pressão desejada
- 17- Dispare novamente em outra região.
- ▲ **Característica: este produto contém 10.000 (dez mil) disparos.**

PÁGINA 3

Formatado: Fonte: Negrito

Garantia

- Se dentro de 90 (noventa) dias o produto apresentar defeito de fabricação a empresa fará o reparo sem custo, realizando a substituição dos componentes.
- Após 10.000 (dez mil) disparos, o cliente terá uma cortesia de reparo da Caneta MF fine Pressure Pen para recarregar o equivalente a 10.000 (dez mil) disparos novamente, os custos de envio de transporte ida e volta é de obrigatoriedade do cliente, sem custo nenhum excedente da empresa. O cliente terá o prazo de no máximo 6 (seis) meses contados da emissão da nota fiscal para acionar a empresa por telefone ou email, após esse prazo a empresa não realizará o reparo de cortesia. **(IMPORTANTE: A cobertura desta cortesia oferecida pela MF Makeup só é válida caso o aparelho apresente perfeito funcionamento em seus componentes internos que possibilite o reparo da Caneta Pressurizada MF Pressure Pen, e esteja na garantia).**
- Danos causados por má utilização, não terão cobertura de garantia.

A Garantia Exclui:

- Danos Causados por acidentes, utilização e transporte indevidos.
- Reparos por locais ou pessoas não autorizadas.
- Danos causados por não seguir as instruções de uso deste manual e outras instruções enviadas pela MF Makeup.
- Deterioração do produto resultante de má utilização e armazenamento.
- A Violação do produto rompendo lacres internos causará a perda da garantia.
- Caso o cliente não apresente nota fiscal da compra.
- Desgaste causado por má utilização do Usuário, quando o produto tem travamento interno ou enrijecimento da rosca de pressurização e o Usuário persiste em forçar o aparelho até causar o desgaste da rosca interna da caneta ocasionando dano.
- Desgaste natural do uso diário.
- Utilização por pessoas que não sejam habilitadas a trabalhar com equipamento.
- Danos provocados por utilização de produtos de outros fabricantes.

PÁGINA 4

Características da Aplicação

- Edema e eritema são extremamente comuns no local após a aplicação. Essa condição pode permanecer por algumas horas.
- Ardor e sensação de calor local são comuns, pois a microlesão gerada e as substâncias injetadas podem causar essa sensação.
- Pequenas gotículas de sangue no local da aplicação podem aparecer uma vez que houve uma microperfuração.

Método de Limpeza da Caneta

MF FINE PEN PRESSURE

A limpeza do equipamento deve ser realizada sempre a cada final de processo de aplicação.

O equipamento deve ser limpo com pano embebido em álcool etílico 70.

AVISO IMPORTANTE:

Os acessórios Seringas, Caps e Transferidores são estéreis e devem ser utilizados imediatamente após a abertura de sua embalagem primária. Estes itens não devem ser submetidos a nenhum método de limpeza e desinfecção. Eles devem ser descartados são de uso único e não devem ser guardados após aberto para uma utilização futura.

COMPONENTES QUE REQUEREM CONCERTO:

Rolamento, eixo central, molas. **SOMENTE ESSES**

COMPONENTES PODEM SER REPARADOS.

PÁGINA 5

Dados Técnicos:



DISTRIBUIDOR NO BRASIL: MF Importação e Exportação de Cosméticos e Acessórios
Eireli - TEL; (31) 3077-4730
CNPJ; 10.320.807.0001-65 / Avenida Brasília
1537 - sala 106-108 /Bairro; Sao Benedito -
Santa Luzia - MG - CEP; 33.120.452
Fabricado por: JIANGSU LINGFENG TATTOO
NEEDLE - China
Nome Técnico: Caneta para Injeção de
Medicamento.

▪ **Registro Anvisa: 81574500011 - Responsável**
técnico: Mayeson Thompson CRF MG: 20108.



Descrição: Família de Canetas Pressurizadas
MF / Caneta MF Fine Pressure Pen.
Lote:1001 / Fabricação:03-03-2020
Item incluso na caixa 1 caneta MF Fine pen
pressure + 2 bocais adaptadores.

▪ **NÃO UTILIZE A MF FINE PEN**
PRESSURE SEM ANTES OBTER O
TREINAMENTO ADEQUADO.

PÁGINA 6

Cuidados com uso da Caneta MF PRESSURE PEN

- Esse equipamento deve ser utilizado por pessoas devidamente capacitadas.
- Não armazenar o produto em condições extremas de temperatura e umidade;
- Evite exposição direta à luz.
- Evitar quedas e impactos na Caneta MF Pressure Pen, pois isso danifica o produto.
- Não mergulhar o dispositivo em água, não limpar o dispositivo com água.
- Todo e qualquer líquido na parte interna da caneta prejudicará seu funcionamento.
- Certifique-se de manter o equipamento fora do alcance de Crianças.
- Ajuste bem a seringa sem agulha na pele no momento da aplicação, pois uma instabilidade pode causar cortes ou ferimentos não desejados.
- Pessoas com hipersensibilidade cutânea devem ser bem avaliadas antes de se submeterem a técnica.
- As Seringas e adaptadores são de uso único e devem ser descartados após o uso em cada paciente.
- Os procedimentos de biossegurança devem ser rigorosamente seguidos, para que não haja risco de contaminação já que é um procedimento minimamente invasivo.

- É indicamos o uso de luvas estéreis durante todo o procedimento.
- Antes e ao final da aplicação sempre higienizar a pele com substância antisséptica e/ou antibacteriana.
- Seringas, caps e transferidores devem ser imediatamente descartados após o uso.
- **IMPORTANTE: A QUALQUER SINAL DE TRAVAMENTO OU ENRIJECIMENTO DA CANETA AO PRESSURIZAR, PARE IMEDIATAMENTE A UTILIZAÇÃO, E ACIONE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PARA QUE NÃO PERCA A GARANTIA.**